



Paquete de reactivo 3 para el analizador de sílice 5500 sc

de producto: USD Precio: 6775102

Contacto Hach

Peligroso







Se incluye botella de 2 L de agua desionizada y polvo para realizar la mezcla.

Especificaciones

Condiciones de almacenamiento: Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.

Instrumento: 5500sc Silica

Parámetro: Silica Rango de medición: N/A

Accesorios requeridos

- Guantes, desechables, sin polvo, nitrilo, medianos (Item 2550502)
- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)