



Patrón de nitrato 100 mg/L NO₃ (22,6 mg/L NO₃-N), 500 mL

# de producto:	LCW826
USD Precio:	Contacto Hach
Disponible	

Solución estándar para determinación en continuo del nitrato

Especificaciones

Cantidad:	500 mL
Concentración:	100 mg/L NO ₃ (22,6 mg/L NO ₃ -N)
Instrumento:	Nitratax
Parámetro:	Nitrato
Plataforma:	Solución

Accesorios requeridos

- Guantes, desechables, sin polvo, nitrilo, medianos (Item 2550502)
- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)