




Be Right™



## Unidad de flujo de 5 mm para sondas NT3100 sc/NT3200 sc, Nitratax plus sc 5 mm, Uvas plus sc 5 mm

# de producto: LZX867  
USD Precio: Contacto Hach  
Disponible

### Especificaciones

Camino óptico:	2 mm
Caudal de muestra:	Mín. 0.5 L/h
Dimensiones (A x A x P):	210 mm x 500 mm x 160 mm
Entrada de muestra:	Tubo de 4 mm d.i./6 mm d.e.
Longitud:	333 mm
Longitud de cable:	10 m
Material:	Celda de medición: PVC; Glands: PVDF; Tubos de muestra: PVC; Tornillos: Acero inoxidable; Juntas: EPDM
Materiales en contacto con la muestra:	Celda de medición: PVC; Juntas: EPDM; Glands: PVDF; Tubo de muestra: PVC
Peso:	3,6 kg
Rango de presión:	No presurizado, drenaje abierto
Rango de temperatura de operación:	2 - 40 °C (temperatura de la muestra)
Temperatura de la muestra:	2 - 40°C (35,6 - 104°F)
Volumen de muestra:	0,5 - 10 L