



Be Right™



Kit de mantenimiento de la bomba KNF300 para 6 meses

de producto: 19-KIT-110
USD Precio: Contacto Hach

Para analizadores BioTector serie 4 y B7000 suministrados antes de julio de 2014. El kit de servicio se debe usar cada 6 meses para el mantenimiento rutinario de la bomba de circulación KNF300

Especificaciones

Contenido de la caja: Incluye: diafragma de PTFE y junta tórica NF300

Contenido de la caja

Incluye: diafragma de PTFE y junta tórica NF300