



Be Right™



## Kit de servicio de la bomba KNF300 para 12 meses

# de producto: 19-KIT-111  
USD Precio: Contacto Hach

Para analizadores BioTector serie 4 y B7000 suministrados antes de julio de 2014. El kit de servicio se debe usar cada 12 meses para el mantenimiento de la bomba de circulación KNF300

---

### Especificaciones

Contenido de la caja: Incluye: diafragma de PTFE, junta tórica NF300, placa intermedia, placa de conexión y cinta de PTFE

---

### Contenido de la caja

Incluye: diafragma de PTFE, junta tórica NF300, placa intermedia, placa de conexión y cinta de PTFE