



Be Right™



Electrodo ORP de repuesto para sensor 1200S sc, con conector

de producto:

LZX890

USD Precio:

Contacto Hach

Especificaciones

Caudal de muestra:	máx. 4 m/s
Condiciones de almacenamiento:	-20 °C - 60 °C
Conexión de cable:	S7 connector
Diámetro:	12 mm
Exactitud:	± 0,2 °C
Garantía:	6 meses
Longitud:	120 mm
Método de calibración:	Un punto, solución buffer standard (automática), Un punto, medición comparativa
Peso:	< 0,15 kg
Rango de medición:	-1500 - 1500 mV
Rango de presión:	2 bar
Rango de temperatura de operación:	-5 - 50 °C
Repetibilidad:	1.0 % o ±0.04 NTU, lo que sea mayor
Tiempo de respuesta T90:	< 15 s pH