



Lámpara UV estándar de terminación doble: validada para la desinfección/destrucción de Ozono 60"

de producto: 16677

USD Precio: Contacto Hach

Disponible

This double-ended 60" UV lamp uses 254nm UV. Works with Aquafine UV systems that inactivates 99.9% of E.Coli and Fecal Coliform.

Especificaciones

Aplicación: Desinfección/Ozono

Longitud: 60"

Presentacion Unidad de Medida: Lámpara única

Tipo de lámpara: DE Validado: Sí