



Be Right™



Solución tampón de pH, pH 4,01, 1000 mL

de producto: 2283453
USD Precio: Contacto Hach
Disponibilidad: Disponible

Solución tampón de calidad, codificada en color rojo para poder identificarla fácilmente. Certificada por el NIST. Tiene un pH de $4,01 \pm 0,02$ a $25\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Especificaciones

Cantidad:	1000 mL
Concentración:	$4,01 \pm 0,02$ pH
Descripción:	Solución tampón (codificada en color rojo) (NIST)
Parámetro:	pH
Plataforma:	Solución
Valor(es) pH:	$4,01 \pm 0,02$ pH
¿Codificada por colores?:	Sí