



Be Right™



Solución tampón de pH, pH 7,00, 1000 mL

de producto: 2283553
USD Precio: Contacto Hach
Disponible

Solución tampón de calidad, codificada en color amarillo para poder identificarla fácilmente. Certificada por el NIST. Tiene un pH de $7,00 \pm 0,02$ a 25 °C.

Especificaciones

Cantidad:	1000 mL
Concentración:	$7,00 \pm 0,02$ pH
Descripción:	Solución tampón (codificada en color amarillo) (NIST)
Plataforma:	Solución
Valor(es) pH:	$7,00 \pm 0,02$ pH
¿Codificada por colores?:	Sí