



Solución tampón de pH, pH 10,01, 1000 mL

# de producto:	2283653
USD Precio:	Contacto Hach
Disponible	

Solución tampón de calidad, codificada en color azul, certificada por el NIST.

Especificaciones

Cantidad:	1000 mL
Concentración:	10,01 pH $\pm$ 0,02 pH a 25 °C
Parámetro:	pH
Plataforma:	Solución
Valor(es) pH:	10,01 pH $\pm$ 0,02 pH a 25 °C
¿Codificada por colores?:	Sí