



Be Right™



Agua, desionizada y desmineralizada, 1000 mL

de producto: 27253
USD Precio: Contacto Hach
Disponible

Agua de tipo 2 desmineralizada

Conductividad específica: $\leq 1 \mu\text{S/cm}$,

Sílice (SiO_2): $\leq 30 \mu\text{g/L}$,

Cloruro (Cl^-): $\leq 20 \mu\text{g/L}$,

Dureza: negativa,

Consumo de KMnO_4 : negativo

Especificaciones

Plataforma:	Solución
Volumen:	1000 mL

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)