



Reactivos CHEMKEY de amoníaco libre (caja de 25)

de producto: 9429500
USD Precio: Contacto Hach

CHEMKEY de amoníaco libre, de rango 0,05 - 0,5 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$. para SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA).

Especificaciones

Cantidad:	Paquete de 25
Instrumento:	SL1000 Portable Parallel Analyser
Parámetro:	Amoníaco libre
Plataforma:	Chemkeys
Rango de medición:	0,05 - 0,50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$