



Be Right™



## Cubetas de vidrio para turbidímetro de lab, 30 mL, 6 ud

# de producto: 2084900  
USD Precio: Contacto Hach  
Disponibile

Para usar con turbidímetros 2100N, 2100AN y Lab RATIO, con tapones

---

### Especificaciones

Alcance del suministro:	6 cubetas con tapón
Material:	Vidrio
Nota al pie:	Para usar con los turbidímetros de laboratorio modelo Hach Ratio 18900, 2100N y 2100AN.
Peso:	0,2 kg
Volumen de muestra:	30 mL