



Placa agitadora, TitraStir, 115 V CA

de producto: 1940000

ARTICULO OBSOLETO

Este artículo ya no está disponible.

El valorador digital puede ser un instrumento portátil o puede colocarlo en su práctico soporte de laboratorio. El soporte de valoración TitraStir es una placa agitadora magnética de una velocidad con una varilla de soporte integrada y un soporte personalizado para el valorador digital. Los matraces de valoración se colocan en un disco blanco, por lo que los cambios de color son fáciles de ver, y la varilla de soporte se puede usar para fijar abrazaderas, anillos y otros elementos.

Mayores ventajas para el valorador digital o un electrodo

El soporte de valoración TitraStir es un accesorio opcional para el sistema de valorador digital de Hach. Se trata de un agitador magnético de una velocidad con soporte diseñado especialmente para el valorador, la sonda de temperatura y los electrodos en las aplicaciones en las que se utilizan.

Resultados de las muestras fáciles de leer

El matraz de valoración se coloca en un disco blanco para ofrecer una mejor definición del color cuando se busca un cambio de color en el punto final.

Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye: cable de alimentación, varilla de soporte y elementos de montaje, soporte para el conjunto del valorador digital (y otros aparatos), disco de vidrio y barra agitadora. Valorador digital no incluido.
Dimensiones (A x A x P):	229 mm x 152 mm x 64 mm
Garantía:	12 meses
Peso:	2,6 kg
Profundidad:	6,4 cm
Requisitos de alimentación (Hz):	50/60 Hz
Requisitos de alimentación (voltaje):	115/220 V CA

Contenido de la caja

Incluye: cable de alimentación, varilla de soporte y elementos de montaje, soporte para el conjunto del valorador digital (y otros aparatos), disco de vidrio y barra agitadora. Valorador digital no incluido.