



Be Right™



Kit aplicaciones para alimentación y bebidas: pH y acidez total

de producto: AP0008.AT1102

USD Precio: Contacto Hach

Kit de aplicación para la determinación de pH y acidez total en alimentación y bebidas. Apto para la serie de valoradores automáticos Titrablab AT1000, modelos AT1102/AT1112/AT1122/AT1222.

Especificaciones

Aplicación:	Food & Beverage Applications
Instrumentos compatibles:	AT1102
	AT1112
	AT1122
	AT1222
Parámetro:	pH, Total Acidity
Syringe:	NA
Tipo:	Application Pack

Contenido de la caja

El kit de aplicación contiene memoria USB con la aplicación preprogramada, jeringa de vidrio, electrodo adecuado al método, tapón para botella con tubo desecador, vasos de plástico, imanes magnéticos, adaptador para jeringa y adaptador cónico para electrodo.

Accesorios requeridos

- Valorador potenciométrico de la serie Titrablab AT1000, 1 bureta, 1 bomba (Item AT1112.97)