



Be Right™



Kit aplicaciones para Agua: pH, alcalinidad y conductividad

de producto: AP0002.AT1102

USD Precio: Contacto Hach

Kit de aplicación para la determinación de pH, alcalinidad y conductividad en agua. Apto para la serie de valoradores automáticos Titralab AT1000, modelos AT1102/AT1112/AT1122/AT1222.

Especificaciones

Aplicación:	Municipal Applications
Contenido de la caja:	El kit de aplicación contiene memoria USB con la aplicación preprogramada, jeringa de vidrio, electrodo adecuado al método, tapón para botella con tubo desecador, vasos de plástico, imanes magnéticos, adaptador para jeringa y adaptador cónico para electrodo.
Garantía:	12 meses
Instrumentos compatibles:	AT1102 AT1112 AT1122 AT1222
Parámetro:	pH/Alkalinity & Conductivity
Tipo:	Application Pack

Contenido de la caja

El kit de aplicación contiene memoria USB con la aplicación preprogramada, jeringa de vidrio, electrodo adecuado al método, tapón para botella con tubo desecador, vasos de plástico, imanes magnéticos, adaptador para jeringa y adaptador cónico para electrodo.