



Be Right™



Maletín de campo resistente para sondas robustas HQD con longitud del cable extendida

de producto: 8505600
USD Precio: Contacto Hach
Disponible

Almacenamiento cómodo y resistente para uso de campo

El maletín de campo resistente ofrece insertos de espuma moldeados a medida para mantener en su sitio el medidor, las sondas y los accesorios. Almacena el medidor portátil y la sonda robusta de hasta 30 metros de cable.

Los maletines de campo resistentes y duraderos todo en uno resultan prácticos y tienen espacio para los recipientes de recogida de muestras, el medidor y las sondas resistentes.

Unos insertos de espuma moldeada duraderos mantienen el medidor y las sondas de forma segura en su sitio.

Especificaciones

Dimensiones (A x A x P): 420 mm x 458 mm x 216 mm