



Medidor de pH Pocket Pro

de producto: 9531000
USD Precio: Contacto Hach

Elimine las suposiciones de sus mediciones.

Los analizadores Pocket Pro y Pro+ de Hach están diseñados para proporcionar resultados exactos. Con el respaldo del diagnóstico de rendimiento integrado, no tiene que hacer deducciones para saber cuándo debe limpiar o calibrar el sensor. También cuenta con pilas recargables para el uso convencional sobre el terreno y una pantalla LCD grande de fácil lectura.

Fiabilidad de los resultados

Los pasos de calibración fáciles y el diagnóstico integrado para analizadores de pH permiten eliminar las suposiciones de la calibración del sensor y mantenerlo en óptimas condiciones.

Ahorre tiempo y dinero

Funciona con pilas AAA, fáciles de sustituir, y dispone de un práctico contenedor de muestras, lo que facilita el mantenimiento y las mediciones.

Facilidad de uso

La gran pantalla LCD es fácil de leer; la retroiluminación se incluye en los modelos Pocket Pro⁺ y permite la medición en prácticamente cualquier entorno de iluminación.

Especificaciones

Calibración:	3 puntos
Contenido de la caja:	Incluye: analizador, 4 pilas AAA, cordón y guía de inicio rápido.
Exactitud:	0,1 de pH
Fuente de alimentación:	Baterías (ver Pilas/baterías requeridas)
Garantía:	6 meses
Grado de protección IP:	IP67
Idiomas del manual:	Inglés, francés, alemán, italiano, español
Parámetro:	pH, temp.
Pilas/baterías requeridas:	4 AAA
Rango:	pH de 0,0 a 14,0
Rango de temperatura de operación:	0 - 50 °C
Resolución:	0,1 de pH
Retroiluminación:	No
Vida útil de la batería:	200

Volumen de muestra: 7 ml

Contenido de la caja

Incluye: analizador, 4 pilas AAA, cordón y guía de inicio rápido.