



Be Right™



Analizador Pocket Pro+ Multi 2 Tester para pH/ conductividad/TDS/salinidad con sensor reemplazable

de producto: 9532800
USD Precio: Contacto Hach

Elimine las suposiciones de sus mediciones.

Los analizadores Pocket Pro y Pro+ de Hach están diseñados para proporcionar resultados exactos. Con el respaldo del diagnóstico de rendimiento integrado, no tiene que hacer deducciones para saber cuándo debe limpiar o calibrar el sensor. También cuenta con pilas recargables para el uso convencional sobre el terreno y una pantalla LCD grande de fácil lectura.

Fiabilidad de los resultados

Sepa a ciencia cierta cuándo tiene que calibrar o limpiar el sensor, gracias al sistema de diagnóstico integrado

Ahorre tiempo y dinero

Las pilas AAA fáciles de cambiar y el práctico contenedor de muestras simplifican el mantenimiento y las mediciones

Facilidad de uso

La pantalla LCD es grande y fácil de leer, y la retroiluminación incluida en los modelos con sensor de repuesto permite tomar medidas en prácticamente cualquier entorno

Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye: analizador, 4 pilas AAA, cordón y guía de inicio rápido.
Exactitud:	pH: $\pm 0,01$ de pH
Factor TDS:	Ajustable; 0,71 predeterminado
Garantía:	12 meses
Grado de protección IP:	IP67
Idiomas del manual:	Inglés, francés, alemán, italiano, español
Parámetro:	pH, conductividad, SDT, salinidad, temp.
Pilas/baterías requeridas:	4 AAA
Rango:	Cond.: rango automático (0,0 a 199,9 $\mu\text{S}/\text{cm}$; 200 a 1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$; 2,00 a 19,99 mS/cm)
Rango de temperatura de operación:	0 - 50 °C
Resolución:	Temp.: 0,1 °C
Retroiluminación:	Sí
Volumen de muestra:	9 mL

Contenido de la caja

Incluye: analizador, 4 pilas AAA, cordón y guía de inicio rápido.