



Kit inicial de medidor de laboratorio de pH e ISE H260G de la serie H

de producto: H260G-BNDL

ARTICULO OBSOLETO
Este articulo ya no esta disponible.

Los medidores de laboratorio de la serie H son de pH de doble tecnología ("ISFET" sin vidrio y de vidrio tradicional). Estos sistemas de medición profesionales presentan una gran pantalla LCD con retroiluminación LED, y tienen la capacidad de medir con exactitud pH (ISFET o vidrio), mV, temperatura

Todos los medidores de laboratorio incluyen:

Doble tecnología pH con sondas de acero inoxidable sin vidrio ISFET o electrodos de vidrio tradicionales con conector BNC

Rango de pH de -2 a 19

Resolución de pH de 0,1 o 0,01

Calibración de pH de hasta cinco puntos

Compensación de temperatura automática o manual

Especificaciones

Adaptador de corriente alterna y adaptador USB / CC: Included

Capacidad de almacenamiento de resultados 999 interna:

Certificaciones de conformidad: CE.WEEE

Contenido de la caja: H260G, pH77-SS, cable USB (10013Q), software SmartLogger II (DOC082.98.80062), fuente de alimentación (8522400), pH4 (2226995), pH7 (2227095), pH10 (2227195)

Entradas: BNC (1) 3.5 mm,
Phone (1) 4 mm, Reference (1) 8-pin,

RJ-45 ISFET pH (1)

Grado de protección IP: IP42

Idiomas interfaz: English

Kit?: Sí

Modelo: H260G

Parámetro: pH, mV, ORP, Temp, ISE

Retroiluminación: #

Salidas: USB to PC

Software PC Data Transfer:	Included
Sondas incluidas:	PH77-SS
Soporte electrodos:	#

Contenido de la caja

H260G, pH77-SS, cable USB (10013Q), software SmartLogger II (DOC082.98.80062), fuente de alimentación (8522400), pH4 (2226995), pH7 (2227095), pH10 (2227195)