



Mochila para medidores portátiles, grande, nylon, ruedas, con estuches

de producto: 2990800
USD Precio: Contacto Hach
Llamar para consultar fecha de envío

Para transportar cómodamente medidores portátiles, accesorios y soluciones estándar.

Práctica

Estas mochilas son la opción ideal para transportar con las manos libres equipos de pruebas analíticas y, además, combinan un estilo contemporáneo y un diseño innovador.

Personalizable

El sistema de divisores ajustables permite crear compartimentos personalizados para organizar los equipos según sus preferencias.

Ergonómica

Material acolchado grueso y ligero que proporciona una protección superior durante el transporte. El panel trasero de espuma tejida hace que esta mochila sea perfecta para las aventuras de prueba de corta o de larga duración. El sistema de hebilla del esternón aporta sujeción durante el transporte de los equipos más pesados.

Un sistema de asa telescópica y una almohadilla de confort proporcionan comodidad adicional cuando para su uso como mochila. La mochila, de gran tamaño, también se puede utilizar como maleta con ruedas o como mochila con ruedas de skate en línea.

Especificaciones

Dimensiones (A x A x P):	432 mm x 356 mm x 152 mm
Longitud:	152 mm
Material:	Nylon, textil de plástico
Peso:	Capacidad: 13,6 kg