



Be Right™



Electrodo selectivo de iones ISE25S-9, sulfuro, tapón de rosca (Radiometer Analytical)

de producto: E41M016

ARTICULO OBSOLETO
Este artículo ya no esta disponible.

La sonda idónea para su aplicación.

Con el objeto de dar respuesta a sus necesidades de análisis, la gama de electrodos de ion selectivo de Radiometer Analytical ofrece sensores de gran calidad para diferentes iones en solución.

Control en fábrica que garantiza una gran calidad y un rendimiento excelente.

Todos los electrodos de ion selectivo de Radiometer Analytical se someten a un riguroso control durante la producción. Todos los ISE se suministran con un informe de control individual, donde se incluye información sobre la curva de respuesta, el valor del punto de control y la pendiente.

Especificaciones

Garantía:	6 meses
Parámetro:	Sulfide