



Be Right™



Electrodo de referencia Sension+ para ISE, diafragma cerámico, conector banana

de producto: LZW5044.97.0002

USD Precio: Contacto Hach

Disponible

Electrodo de referencia, para aplicaciones ISE, Ag/AgCl con acetato de litio 0,1 M, diafragma cerámico, con cable de 1 m y conector banana.

Especificaciones

Características especiales:	Electrodo de referencia de doble unión para ISE, diafragma cerámico de gran tamaño
Conector:	Banana
Dimensiones (A x L):	12 mm x 120 mm
Garantía:	6 meses
Longitud:	120 mm
Longitud de cable:	1 m
Material:	Cuerpo del sensor: vidrio
Parámetro:	Reference ISE
Rango de temperatura:	0 - 60 °C
Solución de llenado:	LZW9901.99
Termistor:	-
Tipo:	Lab, referencia para ISE
Tipo de electrodo:	Referencia de laboratorio
Unión de la sonda:	Cerámica