



Be Right™



## Multisensor Sension+ 5045 para MM110, pH, ORP y sensor de temperatura, cuerpo de plástico

# de producto: LZW5045.97.0002

USD Precio: Contacto Hach

Llamar para consultar fecha de envío

Multisensor para pH (0-14), ORP ( $\pm 2000$  mV) y temperatura (0-80 °C). Compensación de temperatura automática. Cable de 1,5 m de largo. Específica para multímetro SENSION+ MM110.

Con cuerpo de policarbonato, electrolito en gel y diafragma cerámico.

Los tubos de calibración acoplables pueden enroscarse en el mango del electrodo (solo 2 ml de solución tampón o estándar). Un protector de almacenamiento evita roturas y una presurización excesiva del diafragma.

**Preciso**

**Fácil de usar**

**Resistente y duradera**

---

### Especificaciones

Características especiales:	pH, ORP
Conector:	Sension+ MP8
Dimensiones (A x L):	12 mm x 85 mm
Exactitud:	0,02 de pH con medidor MM110
Garantía:	6 meses
Longitud:	85 mm
Longitud de cable:	1.5 m
Material:	Cuerpo del sensor: policarbonato
Parámetro:	pH, ORP
Rango de medición:	pH: 0 - 14 pH
Rango de temperatura:	0 - 80 °C
Solución de llenado:	Gel no rellenable
Termistor:	Pt1000
Tipo:	Portátil
Tipo de electrodo:	pH y ORP combinado portátil
Tipo de sensor:	pH: vidrio ORP: platino

Unión de la sonda:

Cerámica