



Electrodo de ORP de sobremesa Sension+, 5056, bajo mantenimiento, hilo de platino, cuerpo de vidrio

de producto: LZW5056.97.0002

USD Precio: Contacto Hach

Llamar para consultar fecha de envío

Electrodo de ORP/redox con hilo de platino. Cuerpo de vidrio. Intervalo ± 2000 mV, de 0 a 80 °C. Escaso mantenimiento. Para medidor de sobremesa.

Especificaciones

Conector:	BNC Connector
Dimensiones (A x L):	12 mm x 130 mm
Exactitud:	0,2 mV con medidor pH31
Garantía:	6 meses
Longitud:	130 mm
Longitud de cable:	1 m
Material:	Cuerpo del sensor: vidrio
Parámetro:	ORP
Rango de medición:	± 2000 mV
Rango de temperatura:	0 - 80 °C
Solución de llenado:	Gel no rellenable
Termistor:	-
Tipo:	Lab
Tipo de electrodo:	Laboratorio
Tipo de sensor:	Platino
Unión de la sonda:	Patilla de cerámica