



Célula de conductividad portátil Sension+ + CAT, 5060 para EC5, electrodo de Pt, cuerpo de plástico con vidrio (uso general)

de producto:

LZW5060.97.0002

USD Precio:
Disponible

Contacto Hach

Célula de conductividad con electrodos de Pt y cuerpo de policarbonato.

Constante de celda $k=1 \text{ cm}^{-1}$. Compensación de temperatura automática. Cable de 1 m. Para medidores portátiles.

Intervalo de medida de 0,2 $\mu\text{S/cm}$ a 200 mS/cm , de 0 a 80 °C.

El electrodo es apto para aplicaciones acuosas en general.

Ergonómico y resistente

Especificaciones

Conector:	Sension+ MP5
Dimensiones (A x L):	12 mm x 85 mm
Exactitud:	0,50 % con medidor EC5
Garantía:	12 meses
Longitud:	85 mm
Longitud de cable:	1 m
Material:	Cuerpo del sensor: exterior de policarbonato, interior de vidrio
Parámetro:	Conductivity
Rango de medición conductividad:	De 0,2 $\mu\text{S/cm}$ a 200 mS/cm
Rango de temperatura:	0 - 80 °C
Termistor:	Pt1000
Tipo:	Portátil
Tipo de electrodo:	Portátil
Tipo de sensor:	Platino con 3 polos, $k = 1,0 \text{ cm}^{-1}$