



## Electrodo de ion selectivo (ISE) combinado de cloruro Sension+ 9652

# de producto: **LZW9652C.97.002**  
USD Precio: Contacto Hach  
Disponibilidad:

Sension+ 9652C es un electrodo de ion selectivo (ISE) combinado de cloruro con un cuerpo de epoxi, referencia de doble unión no rellenable y membrana cristalina no sustituible y selectiva a los iones de cloruro en solución. El 9652C tiene un cable fijo de 1 metro y conector BNC para su uso con el medidor de laboratorio de pH/ISE de Hach Sension+ MM340 GLP o el multímetro de laboratorio Sension+ MM374. El 9652C es ideal para la medición de concentraciones de cloruro en aguas residuales, agua potable y aplicaciones generales de calidad de agua en laboratorio.

### Prácticamente no necesita mantenimiento

El diseño del sensor de estado sólido permite el almacenamiento en SECO del electrodo ISE sin período de caducidad ni necesidad de sustitución de la membrana.

Proporciona una respuesta rápida, estable y precisa en una amplia variedad de tipos de muestras

## Especificaciones

|                             |                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Características especiales: | Electrodo combinado. Sin mantenimiento: no requiere electrolitos ni membranas de repuesto. |
| Conector:                   | BNC Connector                                                                              |
| Contenido de la caja:       | Incluye: ISE combinado de cloruro de Sension+ 9652C y manual básico del usuario.           |
| Dimensiones (A x L):        | 12 mm x 120 mm                                                                             |
| Exactitud:                  | $\pm 0,02$ mV o 0,05 %, lo que sea mayor (según la aplicación)                             |
| Garantía:                   | 6 meses                                                                                    |
| Longitud:                   | 120 mm                                                                                     |
| Longitud de cable:          | 1 m                                                                                        |
| Material:                   | Cuerpo del sensor: epoxi                                                                   |
| Parámetro:                  | Cloruro                                                                                    |
| Rango de medición:          | 0,1 - 35 500 mg/L $\text{Cl}^-$                                                            |
| Rango de temperatura:       | 5 - 50 °C                                                                                  |
| Requiere ISA:               | 2318069                                                                                    |
| Solución de llenado:        | Gel driTEK no rellenable                                                                   |
| Termistor:                  | -                                                                                          |
| Tipo:                       | Lab ISE de combinación                                                                     |
| Tipo de electrodo:          | ISE de combinación de laboratorio                                                          |
| Tipo de sensor:             | Membrana de cristal en estado sólido                                                       |

---

## Contenido de la caja

Incluye: ISE combinado de cloruro de Sension+ 9652C y manual básico del usuario.

---

## Accesorios requeridos

- Sobres de reactivo en polvo de ajustador de fuerza iónica (ISA) de cloruro, paquete de 100 (Item 2318069)