



Be Right™



Paquete de análisis para el ISE de cloruro Sension+ 9652C

de producto:

LZW9652AP.97.02 Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach



El paquete de análisis para electrodo Sension+ de cloruro ISE contiene el Sension+ 9652C combinado de cloruro (LZW9652C.97.002), 100 paquetes de polvo de ISA de cloruro (2318069), 1 L de solución estándar de cloruro de 100 mg/L (2370853), 500 mL de solución estándar de cloruro a 1000 mg/L (18349).

Sension+ 9652C es un electrodo de ion selectivo (ISE) combinado de cloruro con un cuerpo de epoxi, referencia de doble unión no rellenable y membrana cristalina no sustituible y selectiva a los iones de cloruro en solución. El 9652C tiene un cable fijo de 1 metro y conector BNC para su uso con el medidor de laboratorio de pH/ISE de Hach Sension+ MM340 GLP o el multímetro de laboratorio Sension+ MM374. El 9652C es ideal para la medición de concentraciones de cloruro en aguas residuales, agua potable y aplicaciones generales de calidad de agua en laboratorio.

Prácticamente no necesita mantenimiento

El diseño del sensor de estado sólido permite el almacenamiento en SECO del electrodo ISE sin período de caducidad ni necesidad de sustitución de la membrana.

Proporciona una respuesta rápida, estable y precisa en una amplia variedad de tipos de muestras

Especificaciones

Conector:	BNC Connector
Contenido de la caja:	El kit incluye: el electrodo de cloruro combinado Sension+ 9652C (referencia LZW9652C.97.002), dos soluciones estándar de cloruro Hach (100 mg/L (1 L, referencia 2370853) y 1000 mg/L (500 mL, referencia 18349)), sobres de reactivo en polvo de ajustador de fuerza iónica (ISA) de cloruro (paquete de 100, referencia 2318069), y el Manual básico de usuario ISE.
Dimensiones (A x L):	12 mm x 120 mm
Garantía:	6 meses
Longitud:	120 mm
Longitud de cable:	1 m
Parámetro:	Cloruro
Rango de temperatura:	5 - 50 °C
Tipo:	Paquete de análisis Lab ISE

Contenido de la caja

El kit incluye: el electrodo de cloruro combinado Sension+ 9652C (referencia LZW9652C.97.002), dos soluciones estándar de cloruro Hach (100 mg/L (1 L, referencia 2370853) y 1000 mg/L (500 mL, referencia 18349)), sobres de reactivo en polvo de ajustador de fuerza iónica (ISA) de cloruro (paquete de 100, referencia 2318069), y el Manual básico de usuario ISE.

Accesorios requeridos

- Sobres de reactivo en polvo de ajustador de fuerza iónica (ISA) de cloruro, paquete de 100 (Item 2318069)