



Paquete de análisis para el ISE de fluoruro Sension+ 9655C

de producto:

LZW9655AP.97.02 **Peligroso**

USD Precio:

Contacto Hach



El paquete de análisis para electrodo Sension+ de fluoruro ISE contiene el Sension+ 9655C de fluoruro (LZW9655C.97.002), 100 paquetes de sobres de reactivo en polvo de ISA de fluoruro (258999), 500 mL de solución estándar de fluoruro, 0,5 mg/L (40505), 500 mL de solución estándar de fluoruro, 1,0 mg/L (29149) y 500 mL de solución estándar de fluoruro, 2,0 mg/L (40520).

Sension+ 9655C es un electrodo de ion selectivo (ISE) combinado de fluoruro con un cuerpo de epoxi, referencia de unión única no rellenable y membrana cristalina no sustituible y selectiva a los iones de fluoruro en solución. El 9655C cuenta con conector BNC para su uso con el medidor de laboratorio de pH/ISE de Hach Sension+ MM340 GLP o el multímetro de laboratorio Sension+ MM374. El 9655C es ideal para la medición de concentraciones de fluoruro en agua potable, aguas residuales y aplicaciones generales de calidad de agua en laboratorio.

Prácticamente no necesita mantenimiento

El diseño del sensor de estado sólido permite el almacenamiento en SECO del electrodo ISE sin período de caducidad ni necesidad de sustitución de la membrana.

Proporciona una respuesta rápida, estable y precisa en una amplia variedad de tipos de muestras

Especificaciones

Conector:	BNC Connector
Contenido de la caja:	El kit incluye: el electrodo de fluoruro combinado Sension+ 9655C (referencia LZW9655C.97.002), tres soluciones estándar de fluoruro Hach (0,5 mg/L (500 mL, referencia 40505), 1,0 mg/L (500 mL, referencia 29149), y 2,0 mg/L (500 mL, referencia 40520)), sobres de reactivo en polvo de ajustador de fuerza iónica (ISA) de fluoruro (paquete de 100, referencia 258999), y el Manual básico de usuario ISE.
Dimensiones (A x L):	12 mm x 120 mm
Garantía:	6 meses
Longitud:	120 mm
Longitud de cable:	1 m
Parámetro:	Fluoruro
Rango de temperatura:	18384
Tipo:	Paquete de análisis Lab ISE

Contenido de la caja

El kit incluye: el electrodo de fluoruro combinado Sension+ 9655C (referencia LZW9655C.97.002), tres soluciones estándar de fluoruro Hach (0,5 mg/L (500 mL, referencia 40505), 1,0 mg/L (500 mL, referencia 29149), y 2,0 mg/L (500 mL, referencia 40520)), sobres de reactivo en polvo de ajustador de fuerza iónica (ISA) de fluoruro (paquete de 100, referencia 258999), y el Manual básico de usuario ISE.

Accesorios requeridos

- Almohadillas de polvo de ajuste de fuerza iónica (ISA) de fluoruro, paq. 100 (Item 258999)