



Electrodo multiparamétrico portátil Sension+ 5049: pH, conductividad, DO y temperatura

de producto: LZW5049.97.0002

USD Precio: Contacto Hach

Sension+ 5049 es un electrodo multiparamétrico para la determinación de pH, conductividad, DO y temperatura. El 5049 tiene un cuerpo de plástico y tres electrodos que se conectan de forma separada específicos para 3 parámetros. La sonda cuenta con un cable de 1 metro y un conector MP8 específico para uso con los medidores portátiles Sension+ MM156 de Hach. Es idóneo para las mediciones de pH, conductividad y oxígeno disuelto en aplicaciones acuosas generales.

Determina varios parámetros in situ con un único electrodo

Elimina la necesidad de utilizar sondas pesadas o varios electrodos para medir múltiples parámetros in situ. El innovador diseño de los electrodos multiparamétricos portátiles Sension+ de Hach les permite alojar múltiples sensores en un único cuerpo de electrodo.

Diseño que requiere poco mantenimiento para gran variedad de aplicaciones

El electrolito de referencia de gel no rellenable proporciona resultados precisos y estables sin necesidad de realizar mantenimiento repetidamente

Muy fácil de transportar y, pese a ello, protegido frente a condiciones duras del entorno

Rendimiento protegido y repetible in situ gracias a sus resistentes cuerpo de policarbonato y mango y al conector MP8 de alta durabilidad

El diseño de alta resistencia del mango está optimizado para la calibración y el almacenamiento in situ

Los tubos de calibración y almacenamiento de los electrodos portátiles Sension+ de Hach se enroscan directamente en el mango de gran resistencia de los electrodos. Este diseño es idóneo para el transporte y la calibración in situ, ya que proporciona una interfaz segura entre el electrodo y el tubo de calibración/almacenamiento. Además reduce el riesgo de contaminación en las condiciones de campo.

Especificaciones

Conector:	Sension+ MP8
Contenido de la caja:	Incluye: electrodo multiparamétrico portátil Sension+ 5049 (pH, EC, DO) y el Manual básico de usuario.
Garantía:	6 meses
Parámetro:	pH, conductividad, oxígeno disuelto
Rango de medición:	Saturación 0,03 mg/L
Rango de temperatura de operación:	0 - 50 °C
Tipo:	Portátil

Contenido de la caja

Incluye: electrodo multiparamétrico portátil Sension+ 5049 (pH, EC, DO) y el Manual básico de usuario.