



Electrodo de pH combinado Sension+ con conector S7 (para muestras que contengan proteínas)

de producto: LZW5211.97.0002
USD Precio: Contacto Hach
Disponible

Electrodo combinado de pH con 3 diafragmas cerámicos y electrolito de relleno (KCl + glicerina). Cuerpo de vidrio. Rango de pH 0 - 14, 0 - 100 °C, conector S7.

Electrodo apto para las muestras que contengan proteínas y también para altas temperaturas. El electrodo tiene una membrana semiesférica de gran superficie; es muy resistente y tiene una reacción rápida.

Resistente

Reacción rápida

Especificaciones

Características especiales:	El electrodo tiene una membrana semiesférica de gran superficie; es muy resistente y tiene una reacción rápida.
Conector:	Cabezal roscable S7
Dimensiones (A x L):	12 mm x 130 mm
Exactitud:	0,002 pH con medidor MM374
Garantía:	12 meses
Longitud:	130 mm
Material:	Cuerpo del sensor: vidrio
Parámetro:	pH
Rango de medición:	pH 0 - 12
Rango de temperatura:	0 - 100 °C
Solución de llenado:	LZW9502.99 KCl 3M en glicerina
Tipo de electrodo:	Laboratorio
Tipo de sensor:	Vidrio
Unión de la sonda:	3 x cerámico