



Módulo USB + de alimentación, 2100Q y DR1900

de producto: LZV813

ARTICULO OBSOLETO

Este artículo ya no está disponible.

El módulo de USB + de alimentación es un accesorio opcional para los turbidímetros portátiles 2100Q y 2100Q IS. Este módulo añade funcionalidad adicional para el instrumento y permite al usuario:

Transferir datos a un PC en formato XML

Transferir datos a la impresora Citizen PD-24 (2960100)

Utilizar el instrumento conectado a la red eléctrica (100-240 V CA, 50/60 HZ) y cargar baterías de NiMH (2971304)

Obtener actualizaciones de firmware

Introduzca rápidamente los ID de muestra y del usuario con el escáner de código de barras opcional (LZV566).

Especificaciones

Contenido de la caja:

Este kit incluye: módulo USB + de alimentación, cubierta del módulo (LZV824), cubierta del conector (LZV825), fuente de alimentación universal con adaptadores de enchufe (Norteamérica, UE, Reino Unido, Australia) (LZV803), cable USB estándar con conector mini USB (permite la conexión con el PC) (LZV818), adaptador especial del cable USB (permite la conexión con la impresora Citizen PD-24) (LZV819), manual.

Contenido de la caja

Este kit incluye: módulo USB + de alimentación, cubierta del módulo (LZV824), cubierta del conector (LZV825), fuente de alimentación universal con adaptadores de enchufe (Norteamérica, UE, Reino Unido, Australia) (LZV803), cable USB estándar con conector mini USB (permite la conexión con el PC) (LZV818), adaptador especial del cable USB (permite la conexión con la impresora Citizen PD-24) (LZV819), manual.