



**Be Right™**



## **Estuche DR2800/DR1900**

<b># de producto:</b>	<b>5839700</b>
USD Precio:	Contacto Hach
Disponible	

Estuche de plástico azul con manija. Diseñado para contener los modelos DR2800, DR2700 o DR1900, funda protectora y adaptadores, 1 pulg. celdas de muestra cuadradas de 1 pulg., 2 pipetas y suministro de alimentación. Contiene más espacio para agregar los reactivos de pruebas. Tamaño del estuche: 17,5 x 10,25 x 8,5" (ancho x profundidad x alto)