



Be Right™



Cubeta de muestra, redonda de 1 pulgada, poliestireno, 2 unidades

de producto:

4864302

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Se suministra como un set de 2 unidades con tapones.

Especificaciones

Cantidad:	2 uds. 10 mL, con tapones
Longitud de camino óptico:	1 pulgada, redonda
Material:	Poliestireno
Nota al pie:	Con la compra de los colorímetros de la serie DR 900 y la selección de instrumentos Pocket Colorimeter II se incluyen 1 par de cubetas.