



POCKET Colorimeter II Test kit colorimétrico para análisis de manganeso (LR)

de producto: 5870018

Peligroso

ARTICULO OBSOLETO
Este articulo ya no esta disponible.



De tamaño reducido, pero con una gran capacidad de análisis resistentes al agua

Colorímetro portátil programado para la determinación de manganeso, de 0,01 a 0,70 mg/l de Mn, método del PAN. En maletín de transporte, completo con reactivos, cubetas e instrucciones de funcionamiento.

Simple: todas las funciones están disponibles con solo cuatro teclas

Alimentación: funcionamiento con pilas hasta un máximo de 2000 pruebas

Lecturas claras: incluso en condiciones difíciles, gracias a la retroiluminación y a los números de gran tamaño de la pantalla

Resultados fiables sin conexión a la red eléctrica

Construcción resistente aunque ligera

Especificaciones

Certificaciones de conformidad:	CE
Contenido de la caja:	Sistema de análisis de Pocket Colorimeter II, manganeso (rango bajo) usando el método del 1-(2-piridilazo)-2-naftol (PAN) Rango del método: de 0,01 a 0,70 mg/l como Mn. Incluye el Pocket Colorimeter II para manganeso (rango bajo), set de reactivos (50 tests). Cada Pocket Colorimeter II se suministra completo como un kit listo para usar que incluye un set de reactivos (en dosis unitarias ya medidas), un maletín de transporte adaptado resistente y un manual.
Detector:	Silicon detector
Dimensiones (A x A x P):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Exactitud de longitud de onda:	Longitud de onda fija ± 2 nm varía con el modelo
Garantía:	12 meses
Incremento mínimo:	0.01
Instrumento:	El kit incluye PC II
Longitud de onda:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Método:	Colorímetro/PAN
Número de tests:	50
Número del método:	8149
Pantalla:	LCD, backlit

Parámetro:	Manganeso
Peso:	0,23 kg
Protección de la carcasa (IP):	IP67 (excluyendo el compartimento de las pilas)
Rango de medición:	0.01 - 0.70 mg/L Mn
Tpo de carcasa:	D

Contenido de la caja

Sistema de análisis de Pocket Colorimeter II, manganeso (rango bajo) usando el método del 1-(2-piridilazo)-2-naftol (PAN) Rango del método: de 0,01 a 0,70 mg/l como Mn.Incluye el Pocket Colorimeter II para manganeso (rango bajo), set de reactivos (50 tests). Cada Pocket Colorimeter II se suministra completo como un kit listo para usar que incluye un set de reactivos (en dosis unitarias ya medidas), un maletín de transporte adaptado resistente y un manual.