



Be Right™



## Test kit Pocket Colorimeter II, sistema para cobre

# de producto:

5870019

Peligroso

**ARTICULO OBSOLETO**

Este articulo ya no esta disponible.



### De tamaño reducido, pero con una gran capacidad de análisis resistentes al agua

Colorímetro portátil programado para la determinación de cobre, de 0,04 a 5,0 mg/l de Cu, método del bicinconinato. En maletín de transporte, completo con reactivos, cubetas e instrucciones de funcionamiento.

**Simple:** todas las funciones están disponibles con solo cuatro teclas

**Alimentación:** funcionamiento con pilas hasta un máximo de 2000 pruebas

**Lecturas claras:** incluso en condiciones difíciles, gracias a la retroiluminación y a los números de gran tamaño de la pantalla

**Resultados fiables sin conexión a la red eléctrica**

**Construcción resistente aunque ligera**

---

## Especificaciones

Certificaciones de conformidad:	CE
Contenido de la caja:	Sistema de análisis de Pocket Colorimeter II para cobre. Rango: de 0,04 a 5,00 mg/l. Incluye Pocket Colorimeter II para cobre, set de reactivos (100 tests). Cada Pocket Colorimeter II se suministra completo como un kit listo para usar que incluye un set de reactivos (en dosis unitarias ya medidas), un maletín de transporte adaptado resistente y un manual.
Detector:	Silicon detector
Dimensiones (A x A x P):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Exactitud de longitud de onda:	Longitud de onda fija $\pm 2$ nm varía con el modelo
Garantía:	12 meses
Incremento mínimo:	0.01
Instrumento:	El kit incluye el PC II
Longitud de onda:	Fixed wavelength $\pm 2$ nm varies with model
Método:	Colorímetro/  Bicinconinato
Nota al pie:	*mg/l a menos que se indique lo contrario; ppb = $\mu$ g/l; ppm = mg/l.; gpg = granos por galón; 1 gpg = 17,1 mg/l o 17,1 ppm.
Número de tests:	100
Número del método:	8506

Pantalla:	LCD, backlit
Parámetro:	Cobre: como Cu libre
Peso:	0,23 kg
Protección de la carcasa (IP):	IP67 (excluyendo el compartimento de las pilas)
Rango de medición:	0.04 - 5.00 mg/L Cu
Tpo de carcasa:	D

---

## Contenido de la caja

Sistema de análisis de Pocket Colorimeter II para cobre. Rango: de 0,04 a 5,00 mg/l. Incluye Pocket Colorimeter II para cobre, set de reactivos (100 tests). Cada Pocket Colorimeter II se suministra completo como un kit listo para usar que incluye un set de reactivos (en dosis unitarias ya medidas), un maletín de transporte adaptado resistente y un manual.