



Be Right™



Test kit para TPH en el suelo, Pocket Colorimeter II

de producto: 2775000

Peligroso

ARTICULO OBSOLETO
Este articulo ya no esta disponible.



Especificaciones

Certificaciones de conformidad:	Marca CE Europea
Detector:	Detector de silicona
Dimensiones (A x A x P):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Exactitud de longitud de onda:	La longitud de onda fija ± 2 nm varía con el modelo
Garantía:	12 meses
Instrumento:	El kit incluye PC II
Método:	Colorímetro/ inmunoensayo
Modelo de Test Kit:	Pocket Colorimeter™ II**
Número de tests:	Hasta 18
Número del método:	10050
Pantalla:	LCD, retroiluminación
Parámetro:	TPH en el suelo**
Peso:	0,23 kg
Peso de envío (libras):	26
Protección de la carcasa (IP):	IP67
Rango de medición:	Umbrales de 20, 50, 100, 200 ppm
Tipo de lámpara:	Diodo de emisión de luz (LED)
Tpo de carcasa:	Q (2 cases)