



Be Right™



## TPH en agua, kit de prueba

# de producto: 2774200

**ARTICULO OBSOLETO**  
Este artículo ya no esta disponible.

Peligroso



Los kits Hach TPH ofrecen resultados rápidos y exactos en niveles bajos al personal responsable de los estanques de almacenamiento subterráneo, depósitos de desechos fuera de la planta, plantas petroquímicas y plantas de remediación de residuos. Este kit para agua tiene umbrales de 2, 5, 10 y 20 ppm.

### Resultados rápidos y exactos a niveles bajos

El Pocket Colorimeter II es resistente al agua, tiene clasificación IP67 y registra los últimos 10 puntos con la hora de la medición

Para uso por parte del personal responsable de los estanques de almacenamiento subterráneos, depósitos de desechos fuera de la planta, plantas petroquímicas y plantas de remediación de residuos

## Especificaciones

Certificaciones de conformidad:	European CE mark
Contenido de la caja:	Incluye Pocket Colorimeter II, pipeta TenSette, reactivos, marcador de laboratorio, temporizador con voz, toallitas desechables, agua desionizada, hoja de instrucciones y caja de transporte.
Detector:	Silicon detector
Dimensiones (A x A x P):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Exactitud de longitud de onda:	Fixed wavelength $\pm 2$ nm varies with model
Garantía:	12 meses
Instrumento:	Kit includes PCII
Método:	Colorimeter/ Immunoassay
Modelo de Test Kit:	Pocket Colorimeter™ II
Número de tests:	Hasta 18
Número del método:	10050
Pantalla:	LCD, backlit
Parámetro:	TPH in Water
Peso:	0.23 kg
Protección de la carcasa (IP):	IP67
Rango de medición:	2, 5, 10, 20 ppm

thresholds

Tipo de lámpara:

Light Emitting Diode (LED)

Tpo de carcasa:

Q

---

## **Contenido de la caja**

Incluye Pocket Colorimeter II, pipeta TenSette, reactivos, marcador de laboratorio, temporizador con voz, toallitas desechables, agua desionizada, hoja de instrucciones y caja de transporte.