



Solución estándar, cloruro sódico, 85,47 mg/L (180 μ S/cm), 1 L

de producto: 2307553
USD Precio: Contacto Hach
Disponible

Conductivity standard solutions for laboratory and field analyses

Para estandarizar y comprobar la exactitud de las mediciones de conductividad

Especificaciones

Cantidad:	1000 mL
Concentración:	85.47 mg/L as Sodium Chloride (NaCl)
Condiciones de almacenamiento:	10 - 25 °C (protect from light)
Descripción:	Conductivity calibration solution
Fórmula:	NaCl
Notas especiales:	Observed shelf life after opening, following recommended storage and use: 3 months
Parámetro:	Conductivity
Plataforma:	Solución
Tipo de envase:	Bottle