



Solución estándar de cloruro sódico, 100 μ S/cm, 500 mL

de producto: 2971849
USD Precio: Contacto Hach
Disponible

Para comprobar la exactitud de las mediciones de conductividad. 49 mg/L como NaCl. 100 μ S/cm a 25 °C. 500 mL.

Especificaciones

Cantidad:	500 mL
Concentración:	49 mg/L $\pm$ 0.25 mg/L as Sodium Chloride (NaCl)
Condiciones de almacenamiento:	10 - 25 °C (protect from light)
Descripción:	Cloruro sódico, 100 μ S/cm, 500 ml
Notas especiales:	Observed shelf life after opening, following recommended storage and use: 3 months
Parámetro:	Conductividad
Plataforma:	Solución
Tipo de envase:	Bottle