



Solución estándar de cloruro sódico, 18 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 500 mL

# de producto:	2307449
USD Precio:	Contacto Hach
Disponible	

Conductivity standard solutions for laboratory and field analyses

Estándar de conductividad. 18 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (10 246 mg/L NaCl). 500 mL.

Especificaciones

Cantidad:	500 mL
Concentración:	10246 mg/L $\pm$ 100 mg/L as Sodium Chloride (NaCl)
Condiciones de almacenamiento:	10 - 25 °C (protect from light)
Descripción:	Conductivity calibration solution
Fórmula:	NaCl
Parámetro:	Conductivity
Plataforma:	Solución
Tipo de envase:	Bottle