



Be Right™



Sobres de reactivo en polvo de ajustador de fuerza iónica (ISA) de amoníaco, paquete de 100

de producto:

4447169

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para su empleo en determinaciones de amoníaco mediante electrodos. La forma en polvo no diluye las muestras. Ideal para determinar niveles de amoníaco muy bajos. Paquete de 100 sobres de reactivo en polvo.

Especificaciones

Cantidad:	100 /pk
Concentración:	ISA
Parámetro:	Ammonium
Tipo de envase:	Powder Pillows