



Be Right™



## Solución de almacenamiento de electrodo de pH, 500 mL

# de producto: 2756549  
USD Precio: Contacto Hach  
Disponible

Solución de almacenamiento de electrodo de pH, botella de 500 mL

---

### Especificaciones

Cantidad: 500 mL  
Descripción: pH  
Fórmula: KCl,  $\text{KH}_2\text{PO}_4$ ,  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$ , glutaraldehído  
Plataforma: Solución  
Tipo solución: Almacenamiento