



Solución de acondicionamiento, ISENH3181, 500 mL

# de producto:	2541249
USD Precio:	Contacto Hach
Disponible	

Se utiliza como solución de acondicionamiento entre muestras

Solución acondicionadora para electrodo selectivo de iones Amoníaco (ISENH3181), botella de 500 mL se utiliza como solución de reacondicionamiento entre muestras.

Esta solución se utiliza entre las medidas de las muestras. Ayudará a restablecer el pH interno y proporcionará lecturas más rápidas y precisas.

Nota: Esta solución no debe utilizarse para el almacenamiento (durante la noche o más tiempo), consulte el manual del electrodo ISENH3181.

Especificaciones

Cantidad:	500 mL
Descripción:	ISENH3181
Fórmula:	$(\text{NH}_4)\text{HSO}_4$
Plataforma:	Solución
Tipo solución:	Almacenamiento

Accesorios requeridos

- Solución estándar de nitrógeno amoniacal, 1000 mg/L, 1 L (Item 2354153)