



Be Right™



Solución de relleno, referencia, 2,44 M, KCl, 59 mL

de producto: 2965026
USD Precio: Contacto Hach
Llamar para consultar fecha de envío

Solución de relleno para elemento de referencia del electrodo, cloruro potásico (KCl), 2,44 M, botella de 59 mL y tapón de dispensación

Especificaciones

Cantidad:	59 mL
Descripción:	PHC281
Fórmula:	KCl 2,44 M
Plataforma:	Solución
Tipo solución:	Relleno