



Be Right™



Solución de relleno, ISENH3181, 0,1 M, NH₄Cl, 50 mL

de producto: 4447226
USD Precio: Contacto Hach
Disponible

Solución de relleno para electrodo de ion selectivo de amoníaco (ISENH3181), cloruro de amonio (NH₄Cl), 0,1 M, botella de 50 mL

Especificaciones

Cantidad:	50 mL
Descripción:	ISENH3181
Fórmula:	NH ₄ Cl 0,1 M
Plataforma:	Solución
Tipo solución:	Relleno