



Be Right™



## Sobres de tampón en polvo, pH de 8,30, 50 mL, paquete de 25

# de producto:

89868

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Tampón para la preparación de estándares de monoclóramina y la detección visual de puntos finales de alcalinidad. pH de 8,30, tamaño de la muestra: 50 mL de muestra. Paquete de 25 sobres de reactivo en polvo.

### Fresca y fiable

Los sobres de reactivo en polvo en monodosis aseguran la frescura del tampón y eliminan la posibilidad de contaminación.

---

## Especificaciones

Concentración:

pH de 8,3

Descripción:

Sobres de tampón en polvo, paquete de 25

Plataforma:

Powder Pillows