



Solución tampón, pH 7,00 (NIST), codificada en color amarillo, 4 L

de producto: 2283556
USD Precio: Contacto Hach
Disponible

pH Buffer standard solutions for laboratory and field analyses

Para la estandarización de medidores de pH. Codificación por colores para su fácil identificación. Tiene un pH de $\pm 0,02$ a 25 °C, 4 litros

Traceable to NIST standard reference materials

Whether in the laboratory or in the field, always perform measurement results you can trust is essential. The quality of the standard pH Buffer Solutions that are used are key.

Design for use with Hach meters portfolio and other meters.

The basis for accurate pH measurements is good care and calibration of the pH Electrode.

Reliable packaging

Supplied in an airtight packaging ensuring guaranteed shelf-life.

Especificaciones

Cantidad:	4 L
Concentración:	pH de 7,00 $\pm$ 0,02
Condiciones de almacenamiento:	10 - 25 °C (protect from light)
Descripción:	Solución tampón (codificada en color amarillo) (NIST)
Notas especiales:	Observed shelf-life after opening, following recommended storage and use: 6 months
Parámetro:	pH
Tipo de envase:	Bottle
Trazable a NIST:	Sí
Valor(es) pH:	7,00
¿Codificada por colores?:	Sí