



Kit de tampones de pH Singlet de un solo uso, pH 4,01 y 7,00, paquete de 10 unidades de cada

de producto: 2769920
USD Precio: Contacto Hach
Disponible

Paquetes de solución Singlet

Solución tampón de pH estándar para calibrar electrodos de pH. Bolsas selladas de aluminio con tampones de pH. pH $\pm 0,02$ a 25 °C. Paquete de 10 unidades de pH 4,01 y 10 unidades de pH 7,00, 20 mL cada una

Ideal para análisis in situ

Las bolsas selladas son fáciles de transportar: no hay riesgo de vertidos accidentales.

Fácil de usar

Basta con abrir la bolsa e introducir el electrodo.

Fresca y fiable

Las bolsas de aluminio evitan la contaminación y la exposición al aire.

Para su uso con la gama de medidores de Hach y de otros fabricantes.

La base para obtener mediciones exactas de pH es un buen cuidado y calibración del electrodo de pH.

Especificaciones

Cantidad:	2 pks of 20 unidades
Condiciones de almacenamiento:	10 - 25 °C (proteger de la luz)
Descripción:	Tampón de calibración de pH
Notas especiales:	Deseche la solución después de usarla
Tipo de envase:	Singlet
Trazable a NIST:	Sí
Valor(es) pH:	pH 4,01 y 7,00 $\pm 0,02$ a 25 °C
¿Codificada por colores?:	Sí