



Kit de solución tampón, codificación por colores, pH 4,01, pH 7,00 y pH 10,01, 4 L

de producto: 2507200
USD Precio: Contacto Hach
Llamar para consultar fecha de envío

Soluciones tampón de pH estándar para análisis de laboratorio y en campo

Set de soluciones tampón de pH estándar para calibrar electrodos de pH. Set de 3 soluciones tampón de pH recomendadas codificadas por colores para su fácil identificación. pH $\pm 0,02$ a 25 °C. Botellas de 4 L con un pH de 4,01, 7,00 y 10,01. Embalaje con un tamaño práctico para laboratorios que lleven a cabo un alto volumen de análisis de pH.

Trazable con los materiales de referencia estándar de NIST

Ya sea en el laboratorio o en campo, es fundamental obtener resultados de confianza en las mediciones. La calidad de las soluciones tampón de pH estándar que se utilizan es muy importante.

Para su uso con la gama de medidores de Hach y de otros fabricantes.

La base para obtener mediciones exactas de pH es un buen cuidado y calibración del electrodo de pH.

Embalaje fiable

Se suministra en un embalaje hermético que garantiza su periodo de validez.

Ahorre al comprar un paquete de 3 tampones de pH.

Un 33 % de reducción en el precio en comparación con la compra de una única botella

Especificaciones

Cantidad:	3 pk of 4 L
Condiciones de almacenamiento:	10 - 25 °C (proteger de la luz)
Descripción:	Tampón de calibración de pH
Tipo de envase:	Botella
Trazable a NIST:	Sí
Valor(es) pH:	pH 4,01, 7,00 y 10,01 $\pm 0,02$ a 25 °C
¿Codificada por colores?:	Sí